

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



EXFU Seiko 11D HIFU 系統は、安全で効果的な治療を提供します。また、多層深さでの治療が可能です。

お問い合わせください。





Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

此系統採用最先進之宏觀及微觀高強度聚焦超音波技術，能精準地將超音波能量聚焦於皮下組織，產生熱效應，刺激膠原蛋白增生，達到緊緻皮膚、減少皺紋及改善體態之效果。系統配備7個不同規格之換能器（CARTRIDGES）及4種不同規格之槍頭（GUN HEADS），可針對不同部位及深度進行治療。宏觀換能器（6.0mm, 9mm, 13mm）適用於全身性治療，如腹部、大腿及臀部之脂肪堆積及鬆弛皮膚。微觀換能器（1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm）則專為面部治療設計，能有效改善面部皺紋、下垂及毛孔粗大等問題。整個治療過程舒適無痛，且無恢復期，是您追求完美體態及青春永駐之理想選擇。







MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• Treatment Effect •



7	7
7	7

