



ليزر ديود لإزالة الشعر بالليزر nm مميزة 1064 755808

1. نانومتر من التكنولوجيا. 1064 755808.

2. لإزالة جميع تسريحات الجلد والشعر.

3. فعالة لبصيلات الشعر تنتج تراكم الحرارة ، إزالة الشعر الدائم غير مؤلم.

4. لا يوجد تآثر للجلد ، لا ضرر للجلد والغدد العرقية ، لا ندوب ، لا يوجد أي آثار جانبية

في 1. 24 ساعة من القدرة على العمل 3 TEC 5. 3 في 1 نظام التبريد: تبريد الهواء تبريد المياه نظام التبريد

6. 12 * 35 مللي متر حجم بقعة كبيرة ، تقليل وقت العلاج للأصل 1/5

7. أصف الشعار واللغة مجاناً

مناسب لأي شعر غير مرغوب فيه في المناطق مثل الوجه والذراعين والإبط والصدر والظهر والبيكيني والساقين...

.كما أنه يقوم بتجديد الجلد وشد الجلد في نفس الوقت



وصف المنتج



- 

1 3wavelengths diode laser
755+808+1064
- 

2 Bigsoptsize
12*20mm²
12*35mm²
- 

3 TECPlus
Cool and comfortable experience

تفاصيل التعامل:

(1) إزالة الشعر بالليزر ديود غير مؤلم

إزالة الشعر بشكل دائم وآمن على جميع أنواع البشرة (2)


كريستال الياقوت المبرد بالجليد المجمد ، لإزالة الشعر بدون ألم (3)

عملية علاج غير مؤلمة ومرتاحة بالثلج

Different spot size Handle color optional



- 1) استخدم مضخة الضغط العالي المستوردة من إيطاليا ، وعمر أطول بـ 40.000.000
- 2) مرشحان ، مرشح واحد لتليين المياه ، مرشح واحد منفصل للشوائب.
- 3) قوة عالية ، طاقة قوية ، الحصول على تأثير جيد لإزالة الشعر



تصميم مقبض جديد

1064 755808 نانومتر التكنولوجيا

حجم البقعة 12 * 20 مم ، 10 أشرطة 1000 واط أو 12 بار 1200 واط

حجم البقعة 12 * 35 ملم ، 16 بار 1600 واط.

يناسب علاج جميع أنواع البشرة والشعر

Treatment Effect



! 24 !!