



1800W+1200W handles

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

1. စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှစ်လအတွင်း ဖတ်ပြီး 15 ရက်အတွင်း အတည်ပြုပါ။
2. စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှစ်လအတွင်း ဖတ်ပြီး 15 ရက်အတွင်း အတည်ပြုပါ။
3. စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှစ်လအတွင်း ဖတ်ပြီး 15 ရက်အတွင်း အတည်ပြုပါ။
4. စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှစ်လအတွင်း ဖတ်ပြီး 15 ရက်အတွင်း အတည်ပြုပါ။
5. စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှစ်လအတွင်း ဖတ်ပြီး 15 ရက်အတွင်း အတည်ပြုပါ။

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big 20*12 mm window, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)




YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





- * 4 000K 14 0000 000 0000 0000 0 0000.
- * 0000 0000 000 OEM. 0000 00 000 0000000 000.
- * 000000 000000 000000 0000

مواصفات آلة إزالة الشعر بالليزر ديود

عمودي 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر ليزر ديود	غرض
شريط ليزر طبي ليزر ديود: 10 بار / 15 بار	نوع الليزر
طبي مع 120 واط / بار	قوة كل شريط
بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14	نظام العرض
نانومتر / 755 نانومتر / 1064 نانومتر 808	الطول الموجي
طبي بقطر 12 * 24 مم ² / 12 * 36 مم ²	Spot Size
ما لا يقل عن 40 مليون طلقة	عمر مقبض الليزر
(جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري 10-150	طاقة
قابل للتعديل 30 ~ 400ms	مدة النبض
هرتز 1.0-10	تكرار
كومبريسور هواء دوران ماء مغلق	نظام التبريد
واط / 1200 واط / 1600 واط / 1800 واط 1000	التعامل مع القوة
واط 4000	قوة الآلة
فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220	مصدر كهربائي
درجة مئوية 3 ~ -20	درجة حرارة الكريستال
درجة مئوية 24	درجة حرارة الآلة
هرتز 60 ~ 50 110V / 220V AC	متطلبات الطاقة

□□□□□□ □□

Free Shipping

Custom Logo

Hot Selling Big Spot



Medical diode laser Hair removal machine

V19



• 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
• 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%