

وصف المنتج

مزايا



- موجات 1064 نانومتر ديود 808 نانومتر 755 نانومتر، 3 في 1 يمكن استخدام جميع أنواع 1،3. البشرية
- قوة عالية: مقبض جديد 1000 واط / 1200 واط / 1600 واط للخيارات
2. بقعة كبيرة الحجم 12 * 20 مم و 12 * 35 ملم حل إزالة شعر الوجه والجسم!
- وهو الأكثر فعالية لضمان عمل الماكينة ، Dual- TEC -3 نظام التبريد: نظام تبريد فريد من نوع طوال اليوم ، و 24 ساعة بدون وقت تعطل.
4. عمر طويل: ضمان دعم الحياة المزدوجة

: مقبض لآلة إزالة الشعر بالليزر ديود



Different spot size Handle color optional



الاستخدام الآمن على جميع أنواع البشرة


ل البشرة الفاتحة Alex 755nm
سرعة ديود 808 نانومتر ل الجلد الأصفر
ل بشرة داكنة 1064nm نبضة طويلة

Treatment effect



البرمجيات والبرنامج

1. ذكر وأشى ، 6 أجزاء من الجسم و 6 أنواع للبشرة إعداد البرامج الذكية .
2. 6 خيارات لغة ، لديك اللغة الأم يمكن إضافته
3. (...خدمة البرنامج متوفرة (شعار / نظام OEM .



اسم المنتج	جهاز ليزر ايس بلاتينيوم لازالة الشعر
شريط ليزر	ألمانيا / الولايات المتحدة الأمريكية مستوردة ، 8 بار ، 10 بار ، 12 بار ، 16 بار
الطول الموجي	واحد nm أو 808 / 1064nm 808nm 755nm
طاقة	جول / سم 2 0-150
تكرار	هرتز 1-10
عرض النبض	