



موجات 1064 نانومتر ديود 808 نانومتر 755 نانومتر، 3 في 1 يمكن استخدام جميع أنواع 1.3.
البشرة

قوة عالية: مقبض جديد 1000 واط / 1200 واط / 1600 واط للخيارات

2. بقعة كبيرة الحجم 12 * 20 مم و 12 * 35 ملم حل إزالة شعر الوجه والجسم!

وهو الأكثر فعالية لضمان عمل الماكينة ، Dual- TEC 3-نظام التبريد: نظام تبريد فريد من نوع طوال اليوم ، و 24 ساعة بدون وقت تعطل.

4. عمر طويل: ضمان دعم الحياة المزدوجة

: مقبض لآلة إزالة الشعر بالليزر ديود



Different spot size Handle color optional



الليزر هو أداة طبية تستخدم في العلاج


الليزر هو أداة طبية تستخدم في العلاج 808 الليزر

الليزر هو أداة طبية تستخدم في العلاج 1064 الليزر

Alex 755nm الليزر

البرمجيات والبرنامج

1. ذكر وأنثى ، 6 أجزاء من الجسم و 6 أنواع للبشرة إعداد البرامج الذكية .
2. 6 خيارات لغة ، لديك اللغة الأم يمكن إضافته
3. (...خدمة البرنامج متوفرة (شعار / نظام OEM





Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After