



1,3 Wellen 1064 nm Diode 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden

Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen


2.Große Spotgröße 12*20mm, 12*35mmGesichts- und Körperhaarentfernungslösung!

3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.

4.Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)





Different spot size Handle color optional



Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Alex 755 nm für helle Haut

Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut

Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut

Treatment effect



Software

1. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
3. OEM-Programmservice verfügbar (Logo/System...)

