

2021 Salon Queen

Trending Model 1600W Laser
4K Smart Screen

Newest Germany Tech
Super Ice Cooling, Pain-free
Get most comfortable treatment



Wir helfen bereits über Kunden aus 102 Ländern, gute Geschäfte zu machen.

Verschiedene Vorlagen zur Auswahl.

Produktbeschreibung



Vorteile

1,3 Wellen Yag 1064 nm Diode 808 nm Alex 755 nm, 3 in 1, alle Hauttypen können verwendet werden

Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen


2. Große Spotgröße 12 * 20 mm, 12 * 35 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.


4. Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Alex 755 nm für helle Haut

Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut

Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Funktionen und Diodenlaser

1. Laserbarren: Importierte Laserbarren der Marke US Coherent/Dilas2. 3 Wellen: 755 nm, 808 nm, 1064 nm, 3 in 1
3. Spotgröße: 12*20mm, 12*35mm
4. Leistung: Hohe Leistung 1000 W, 1200 W, 1600 W und OEM
3. Kühlung: Superkühlung beginnt mit dem Einfrieren in 1 Minute und setzt die Arbeit 24 Stunden lang fort



Schmerzfreie Garantie

Super TEC-Kühlsystem. Schnelles Abkühlen, 1 Minute tiefgefroren

Niedrigste Temperatur -22°C

Before and After

Treatment comparison



Software

1. Einfacher Start: Basierend auf 6 Körperteilen für Männer und Frauen. Fügen Sie eine intelligente Software zur Einstellung von 6 Hauttypen hinzu
2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
3. OEM-Programmservice verfügbar (Logo/System...)

