

Wir helfen bereits über Kunden aus 102 Ländern, gute Geschäfte zu machen.

Verschiedene Vorlagen zur Auswahl.

Produktbeschreibung



Vorteile

 $1,\!3$ Wellen Yag1064nm Diode808nm Alex755nm, 3 in 1, alle Hauttypen können verwendet werden

Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen

- 2. Große Spotgröße 12 * 20 mm, 12 * 35 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
- 3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
- ${\bf 4. Lange\ Lebens dauer:\ doppelte\ Lebens erhaltungsgarantie}$





Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Alex 755 nm für helle Haut

Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut

Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Funktionen und Diodenlaser

1.Laserbarren: Importierte Laserbarren der Marke US Coherent/Dilas
2. 3 Wellen: 755 nm, 808 nm, 1064 nm, 3 in 1

3. Spotgröße: 12*20mm, 12*35mm

4. Leistung: Hohe Leistung 1000 W, 1200 W, 1600 W und OEM

3.Kühlung: Superkühlung beginnt mit dem Einfrieren in 1 Minute und setzt die Arbeit 24 Stunden lang fort



Schmerzfreie Garantie

Super TEC-Kühlsystem. Schnelles Abkühlen, 1 Minute tiefgefroren Niedrigste Temperatur -22°C

Before and After

Treatment comparison



Software

- 1. Einfacher Start: Basierend auf 6 Körperteilen für Männer und Frauen. Fügen Sie eine intelligente Software zur Einstellung von 6 Hauttypen hinzu
- 2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
- 3. OEM-Programmservice verfügbar (Logo/System...)

