

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ ist das beste kommerzielle Laser-Haarentfernungsgerät.

Nach dem Prinzip der selektiven Photothermodynamik können Wellenlänge, Energie und Pulsbreite des Lasers richtig eingestellt werden, sodass der Laser von der Hautoberfläche bis zum Wurzelhaarfollikel gelangt. Die Lichtenergie wird absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt, die das Haarfollikelgewebe zerstört, wodurch das Haar nicht mehr in der Lage ist, sich zu regenerieren, wodurch MLKJ-Laser mit patentierter Technologie schmerzfrei und dauerhaft sind.

Das Laser-Haarentfernungsgerät ist eine nicht-invasive Behandlungsmethode, die nach der Behandlung keine besonderen Schäden an der umgebenden Haut verursacht und das normale Leben und Arbeiten nicht beeinträchtigt.

□ FDA- und medizinisches CE-zertifiziertes Gerät

□ 3 in 1 - drei Lasertechnologien in einem Gerät

□ Alexandrit-, Dioden- und Nd:YAG-Laser - behandeln alle Hauttypen

□ Einfache Bedienung

□ Online-Schulungen sind verfügbar

□ 50 Millionen Schüsse pro Handstück!

Griffanzeige



1. Ohne Schmerzen. Die Spitze des Handstücks kühlt auf -32 Grad Celsius ab und macht die Behandlung angenehm und effektiv.
2. Primäre Behandlungsergebnisse. 2-3 Behandlungssitzungen können dauerhafte Ergebnisse zeigen
3. Nahezu schmerzfrei bei Kontakt mit Saphir, unvergleichlicher Komfort und Sicherheit
4. Die Gesichtsspitze erhöht die Zugänglichkeit. Behandeln Sie problemlos Bereiche, die normalerweise schwer zu erreichen sind, einschließlich Ohren, Nasenlöcher und Glabella.



Preis des Laser-Haarentfernungsgeräts 755/808/1064 nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



14-Zoll-4K-Bildschirm, Smart-Touch-Erlebnis

- * 6 Skin-Stile zur Auswahl
- * Einfache Bereitstellung betrieblicher Fähigkeiten/Schulungsdienstleistungen
- * Kostenloses Logo und Sprache können auf dem Bildschirm angepasst werden



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

MLKJ

Hersteller von Schönheitswerkzeugen seit 15 Jahren mit FDA-, CE- und ISO13485-Zertifizierung.
Wir setzen uns dafür ein, Ihr Schönheitsgeschäft einfacher zu machen!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Willkommen zur Beratung! 7x24 Stunden Online-Service!