



Vorteile


1,3 Wellen Yag 1064 nm Diode 808 nm Alex 755 nm, 3 in 1, alle Hauttypen können verwendet werden

Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen


2.Große Spotgröße 12*20mm, 12*38mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.


4.Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Alex 755 nm für helle Haut

Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut

Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Funktionen und Diodenlaser

1.Laserbarren: Importierte Laserbarren der Marke US Coherent/Dilas2. 3 Wellen: 755 nm, 808 nm, 1064 nm, 3 in 1

3. Spotgröße: 12*20mm, 12*35mm

4. Leistung: Hohe Leistung 1000 W, 1200 W, 1600 W und OEM

3.Kühlung: Superkühlung beginnt mit dem Einfrieren in 1 Minute und setzt die Arbeit 24 Stunden lang fort



Schmerzfreie Garantie

Super TEC-Kühlsystem. Schnelles Abkühlen in 1 Minute im gefrorenen Zustand. Niedrigste Temperatur -22 °C

Before and After

Treatment comparison




Software


1. Einfacher Start: Basierend auf 6 Körperteilen für Männer und Frauen. Fügen Sie eine intelligente Software zur Einstellung von 6 Hauttypen hinzu
2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
3. OEM-Programmservice verfügbar (Logo/System...)

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



CERTIFICATE DISPLAY

