

EXFU·FIND S

COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT

LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Elektromagnetischer EMS-Muskelstimulator mit hoher Intensität, elektromagnetische Bauchfettverbrennungsmaschine

PRESET MAN

WORKOUT PROGRAM

HIT HYPERTROPHY Strength Combo 1 Combo 2

Level Time

READY

14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST



+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Innovatives One-Click-Start-Design. Kann Ihnen dabei helfen, das Bildschirmsystem/die Sprache/das Erscheinungsbild anzupassen

PRODUCT PARAMETERS



Wie funktioniert Teslasculpt?

1. Das hochintensive elektromagnetische Feld gelangt durch Kleidung und Haut in Ihren Körper.
2. Wie die Übung stimuliert es motorische Nerven und regt Muskelkontraktionen an.
3. Und Sie werden Lust auf ein hochintensives Training haben.

How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.


30
minutes



RF

HIEMT+

LESS -30%
Fat
on average*



+25%
Muscle
on average*

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the **temperature in fat reaches** levels that cause their **permanent damage**.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, **similar to what a warm-up activity does before any workout**.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area **are contracted at intensities** that are **not achievable during routine exercise**.

After Treatment

The **fat cells are slowly removed** from the body and the **strained muscle fibers initiate a growth process**. This results in **fat elimination and muscle building**.


Eine Sitzung (30 Minuten/Behandlung, 4 Behandlungen in 2 Wochen):

1. 7 Tesla Intensität
2. 16 % Muskelaufbau/19 % Fettreduktion
3. Entspricht 20.000 Sit-ups/50.000 Muskelkontraktionen
4. Duale Bildhauerei für dieselbe/unterschiedliche Person gleichzeitig
5. 24/7-Lebensdauer mit Wasser-Recycling-Kühleffizienz
6. Intuitive, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche mit Standard- und manuellem Programm
7. Kein Bediener/Vorbereitungen erforderlich/Ausfallzeit

2 magnetische Griffe

Besonderheit: Gewichtsverlust, Sonstiges, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion

EMS-Muskelstimulation Hochintensives elektromagnetisches EMS-Muskelstimulator-Schlankheitsgerät



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning
Butt Lift/uptight
Arm/legs firming

Operating parts



Zertifizierung	MDRCE, ce, ISO13485, andere, ISO9001, MDDCe
Besonderheit	Gewichtsverlust, Sonstiges, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion
Anwendung	Für kommerzielle Zwecke
Kundendienst bereitgestellt	Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, technischer Video-Support, Sonstiges, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort
Besonderheit	Gewichtsverlust, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion
Funktion	Körperabnehmen
Technologie	Gepulste elektromagnetische Strahlung mit hoher Intensität
Kundendienst bereitgestellt	Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, technischer Video-Support

Kontaktiere uns! Erfahren Sie mehr!