



Vorteile der Gewichtsverlustmaschine

1. 30 Minuten liegen = 5,5 Stunden Training
2. Nicht-invasive Behandlung ohne Beschwerden, schmerzlos
3. 19 % weniger Fett
4. 16 % Zunahme der Muskelmasse
5. Keine Ausfallzeiten
6. Verbessern Sie das Vertrauen in das Aussehen
7. Spürbare, natürlich aussehende Ergebnisse
8. Einfache Bedienung und kurze Behandlungszeiten



Operation



Hamstring



Thighs



Abdomen




Arm



Hip



BEFORE AND AFTER



Before

5 Weeks After

8 Weeks After



Before

After



Before

After







15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



F & E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.
Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und Qualitätsprüfteam sowie
Standardproduktionslinie.

Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ hochwertige Produkte der Standard für die
Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.

Our Factory Show

**15 Years
Professional Factory**




**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



**Real Feedback
of Alibaba**



Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Verpackung und Versand

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

Lieferzeit: 3-7 Werkzeuge nach Zahlungseingang

Anlieferungsweise: auf dem Luftweg, DHL, TNT, Fedex oder Zusteller

Vor Auslieferung: Video und Bilder testen

Nach der Lieferung Garantie: 2 Jahre, bieten einen tadellosen Kundendienst

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

FAQ

Q1. Wann wird mir die Maschine geliefert?

A: Wir liefern innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungseingang.

Q2. Bieten Sie Schulungsdienstleistungen an?

A: Wir bieten Online-Schulungsdienste an. Nach der Schulung senden wir Ihnen ein Zertifikat.

Q3. Was ist, wenn die Maschine ausfällt?

A: Im Rahmen der Garantie senden wir Ihnen kostenlose Komponenten zu, die Maschine ist modular aufgebaut.

Jedes Teil ist einfach auszutauschen.

Q4. Wie bezahle ich?

A: Wir akzeptieren Alibaba Trade Assurance-Zahlungen, Überweisungen, Western Union, VISA.

Q5. Was ist mit Garantie?

A: 2 Jahre für den Maschinenkörper, 1 Jahr für den Griff. Unter Garantie, wenn der Griff kaputt geht, schicken wir Ihnen einen neuen Griff.