



Weltweit zugängliche Tattoo-Entfernungsmaschine, tragbare Pikosekunden-Tattoo-Entfernungsmaschine mit 5-Kopf-Tattoo-Entfernungssystem

15 Jahre Hersteller von Schönheitsinstrumenten und Vertrieb

Schönheitsgeräte verfügen über eine CE/FDA-Zertifizierung

24-48 Stunden Lieferung

Weltweit zugänglich

U.S. FOOD & DRUG
 ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

[Home](#)
[Food](#)
[Drugs](#)
[Medical Devices](#)
[Radiation-Emitting Products](#)
[Vaccines, Blood & Biologics](#)
[Animal & Veterinary](#)
[Cosmetics](#)
[Tobacco Products](#)

Establishment Registration & Device Listing

[FDA Home](#)
[Medical Devices](#)
[Databases](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022
 Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.
 Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English


Tattooentfernung mit Pikosekundenlaser 532 755 1320 1064 nm
Q-Schalter und Yag-Laser-Tattooentfernungsmaschine

Produktbeschreibung



Handwerkliche Qualität, spiegelt die extremen Details wider. Rationales Design

1. Das Produkt hat ein neuartiges Aussehen und wird hauptsächlich als heißes Modell verkauft
2. Verstellbare Griffhalterung, stark und langlebig
3. Rutschfester Griff, ergonomisches Design
4. Verlängertes Behandlungsverbindungsrohr



Kleinste Größe

1. Übernahme von Kernkomponenten medizinischer Geräte. Die Größe der Maschine ist kleiner.
2. Geringere grenzüberschreitende Fracht als bei herkömmlichen Maschinen.
3. Der Griff ist kleiner und bequemer zu bedienen

Über Griffe

How is it different?



5 Behandlungsköpfe, abnehmbares und drehbares Außendrahtdesign

1. 532: Farbige Tattoos entfernen.
2. 755 Wabenkopf: zur Entfernung von Altersflecken, Sommersprossen und Chloasma. geringe Schädigung der Haut
3. Einstellbarer Parameter 1064: zur Tattooentfernung, Augenbrauenreinigung
4. Nicht einstellbarer Parameter 1064: Wird zum Entfernen von Tätowierungen und zum Entfernen von Augenbrauen verwendet
5. 1320: großflächige Behandlung, großer Fleck, schnelle Behandlungsgeschwindigkeit und gute Wirkung

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Wirkungsvergleich

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



Die maximale Energie, die beste Wirkung

1. Labordaten zeigen, dass der Laserstab 2000 mJ erreicht.
2. Präzise Berechnung des Laserwerts
3. Die Zielentfernung der Anzeigeleuchte beträgt 6-10 cm


Produktparameter

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Importierter Q-Switch-Kassettenmechanismus aus Stein, der gesamte Feststofflaser, ohne Q-Switch zu ersetzen.

Tattooentfernung. Entfernen Sie schwarze, blaue, braune und rote Tätowierungspigmente auf Augenbrauen, Augenlinie, Lippenlinie und anderen Körperteilen. Entfernen Sie Muttermale, Otas-Nävus und Hautflecken. Sofortiges Strahlen mit hoher Lasertechnologie, internationaler Produktionsstandard, strenge technische Tests.

Eine Lösung für eine Vielzahl von Hautproblemen.


Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Bildschirmanzeige

Großer 10-Zoll-True-Color-Touchscreen


Super cooles Touch-Erlebnis

6 Sprachen zur Auswahl, Sondersprache kann hinzugefügt werden

OEM-Services werden akzeptiert, z. B. Parameter anpassen, Energie-/Frequenz-/Zeitbereich einschließen

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Technologie	Pico-Sekundenlaser / Nd-Yag-Laser
Funktion	Entfernung von Tattoo-Sommersprossen-Akne / Blackface-Puppenbehandlung
Griffe	5 Köpfe
Wellenlänge	1064 nm 532 nm 1320 nm 755 nm
Behandlungsbereich	Gesicht Körper Gesicht Hals Arme Beine....
Frequenz	1-10 Hz
Stromspannung	110V/220V 50-60Hz

Warum uns wählen

15 Jahre Hersteller mit reicher Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsmaschinen!

15 Jahre Alibaba-Goldlieferant

CE-Zertifikate genehmigt TÜV-Zertifikate genehmigt Persönliche Maßanfertigung und OEM



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Erfahrener Hersteller Sie arbeiten mit einer Fabrik zusammen, die über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsgeräten verfügt und Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb integriert. Wir exportierten in über 126 Länder und unterstützten mehr als 60.000 Benutzer, zuverlässiger und professioneller. Professionelle Forschung und Entwicklung und neueste Technologie. Dank unseres professionellen Forschungs- und Entwicklungsteams werden die Produkte kontinuierlich verbessert. Sie erhalten die neuesten Maschinen mit den neuesten Technologien und sind immer an der Spitze der Branche, was Sie in der Schönheitsbranche wettbewerbsfähiger macht.

Our Showroom



Alle Arten von Zertifizierungen Alle Schönheitsgeräte, die Sie erhalten, haben hochwertige Zertifizierungen wie CE, FDA, TÜV, ISO 13485 usw. bestanden.

Egal aus welchem Land/Gebiet Sie kommen, Sie können die Maschinen legal, sicher und effektiv nutzen.

Ausgezeichneter ODM/OEM-Service. Sie erhalten kostenlose Anpassungsdienste und exklusiven Schutz, um eine starke Garantie für die Entwicklung Ihrer Marke zu bieten. Ihre Maschinen können einzigartig auf dem Markt sein.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Machen Sie sich keine Sorgen um Garantie und Kundendienst. Alle Maschinen haben eine zweijährige Garantie und lebenslange Wartung. Sie erhalten einen 24-Stunden-Online-Service von einem professionellen Kundendienstteam. Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie sich an unser Kundendienstteam wenden. Das Problem wird dann schnellstmöglich gelöst.

Kostenlose Schulung an allen Maschinen Sie erhalten eine kostenlose Schulung und ein Schulungszertifikat. Erhalten Sie umfassende und leicht verständliche Schulungen. Auch professionelle Kosmetikerinnen bieten Online-Beratung an. Ihr Schönheitsgeschäft wird einfacher.

Produktverpackung

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month