

Wir helfen bereits über Kunden aus 102 Ländern, gute Geschäfte zu machen.

Verschiedene Vorlagen zur Auswahl.

Produktbeschreibung




Vorteile


- 1,3 Wellen Yag 1064 nm Diode 808 nm Alex 755 nm, 3 in 1, alle Hauttypen können verwendet werden
Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen
2. Große Spotgröße 15 * 25 mm, 12 * 20 mm, 12 * 38 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
4. Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Alex 755 nm für helle Haut

Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut
Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Funktionen und Diodenlaser

1.Laserbarren: Importierte Laserbarren der Marke US Coherent/Dilas

2. 3 Wellen: 755 nm, 808 nm, 1064 nm, 3 in 1

3. Spotgröße: 12*20mm, 12*35mm

4. Leistung: Hohe Leistung 1000 W, 1200 W, 1600 W und OEM


3.Kühlung: Superkühlung beginnt mit dem Einfrieren in 1 Minute und setzt die Arbeit 24 Stunden lang fort

Software

1. Einfacher Start: Basierend auf 6 Körperteilen für Männer und Frauen. Fügen Sie eine intelligente Software zur Einstellung von 6 Hauttypen hinzu

2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden

3. OEM-Programmservice verfügbar (Logo/System...)



**Für weitere Modelldetails kontaktieren Sie uns bitte!
24 Stunden online!!**