



Produktvorteil: Hautverjüngung

IPL-Griff verwendet UK-Lampe, 150.000-30.000 Aufnahmen. Punktgröße 15 x 50 mm. Die Kühlleistung ist ausgezeichnet.

Es verwendet einen 8,4 TFT superempfindlichen Farb-LCD-TouchBildschirm, alle Parametereinstellungen können hier einfach abgeschlossen werden.

Fügen Sie der Maschine Ihr eigenes Logo und Ihre eigene Sprache hinzu.



Über Griff

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Für alle Hauttypen geeignet, hocheffiziente Behandlungsergebnisse.



8,4-Zoll-Farb-TouchscreenHautverjüngung

1. 8,4 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design

2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo / System...)

Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu

8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:

5 options for skin treatment



IPL mode:

operation interface




Multi-language screen:

6 languages for your choice



System setting



System setting

Größeninformation

Sonde	IPL: 15 * 50 mm importierte UK-Lampe
Wellenlänge	420/510/560/585/640/690/755 nm
Lebensdauer	150.000-30.000 Aufnahmen
Screen	8,4 Zoll bunter Touchscreen
Kühlsystem	1200 W TEC-Kühlung Luftkühlung Wasserkühlung 3-in-1-System
Garantie	2 Jahre für Maschine
Stecker	USA, EU, AU, 110 V und 220 V
Gewicht	30 kg
Logo	Logo kostenlos hinzufügen
Sprache	Jede Sprache wie Ihre

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation