




Soprano ice
PLATINUM

Medical beauty machine

Medical diode laser hair removal
For all skin types,
triple wavelength laser work together

Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 755/808/1064 nm;




350g
Ultra light handle

12×24 mm
Handle
1200W diode laser hair removal

12×36mm
Handle
1800W diode laser hair removal

Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).
 808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.
 1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).
 Vorher und Nachher: Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison

