



Medical

1200W+1800W high power handle  
14-inch 4K HD large screen  
755nm+808nm+1064nm  
Painless permanent hair removal

Diode Laser

Neues medizinisches Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

14-Zoll-4K-HD-Großbildschirm

1200W1800W Hochleistungs-Medizinhandgerät

Das Design der Griffe ist technologischer

Der Griff wiegt etwa 350 g und ist damit kleiner und leichter

12 \* 24 mm 12 \* 36 mm Spot, erfüllen die Behandlungsanforderungen verschiedener Teile vollständig

# Machine Display



1. Stärkerer, schnellerer, intelligenterer und vor allem schmerzfreier Ansatz zur Haarentfernung.
2. 755 nm, 808 nm, 1064 nm Diodenlaser-Haarentfernungsgerät
3. TEC-Kühlsystem, 1 Minute Griffkühlung



# Before and After

Treatment comparison



100 % wirksames Gerät, ohne Hautton, Zucker oder Haarfarbe zu beeinträchtigen. Für weitere Anwendungsdetails wenden Sie sich bitte an !