



**Hersteller multifunktionaler Schönheitsinstrumente**

**2 in 1 Diodenlaser-Haarentfernung YAG-Laser-Tattooentfernung**

Produktbeschreibung

## 2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal




- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



# Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,  
more effective treatment



## **DiodenlaserElight/IPLNd yagRF, 4 verschiedene Griffe in einer Maschine**

1. Dieser 4-in-1-RFElight-IPLDiodenlaserND-YAG-Laser verfügt über hochwertiges Zubehör, starke Leistung\*Diodenlasergriff mit in Deutschland importiertem goldenem Laserbarren, 50 Millionen Schusszeit.


\*Elight-Griff mit britischer Lampe, 150.000-30.000 Aufnahmen

\*Nd yag: Ausgestattet mit 5 Behandlungsköpfen, einstellbar 1064 nm/532 nm, fest 1064 nm/532 nm, fest 1320 nm.


\*RF: Ausgestattet mit 6 Behandlungsköpfen zur Faltenentfernung, Hautstraffung und Hautstraffung.

## *Three wavelengths work together*

12\*24mm<sup>2</sup> {




12\*35mm<sup>2</sup> {



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





# HANDLE-ADVANTAGE



## specification

- Multiple choice  
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction  
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light  
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable  
532nm



Adjustable  
1064nm



Black doll  
1320nm



Fixed  
532nm



Fixed  
1064nm



## Before and after



## 14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Weitere Informationen zur Produkteinführung und Verwendungsdetails finden Sie

**unter**

**Bitte konsultieren Sie uns umgehend**

**24 Stunden online!!**