



ARBEITSTHEORIE

1 Das nicht-invasive HIEMT-Verfahren induziert starke Muskelkontraktionen, die durch willkürliche Kontraktionen nicht erreichbar sind

Wenn das Muskelgewebe starken Kontraktionen ausgesetzt ist, muss es sich an solch einen extremen Zustand anpassen. Es reagiert mit einer tiefgreifenden Umgestaltung seiner inneren Struktur, die zum Muskelaufbau und zur Formung Ihres Körpers führt.

2 Gleichzeitig kann die 100 % extreme Muskelkontraktion der HI-EMT-Technologie eine große Menge Fett auslösen. Zersetzung wird durch den normalen Stoffwechsel des Körpers innerhalb weniger Wochen ausgeschieden. Daher kann die schlanke Schönheitsmaschine die Muskeln stärken und vergrößern und gleichzeitig Fett reduzieren.



Fokussiertes elektromagnetisches Feld mit sicherer Intensität, das den Körper durchdringt und mit Motoneuronen interagiert. Magnetic Lean versorgt den Körper mit starker maximaler Kontraktionsstimulation. Die wiederholte Kontraktion des Muskelverbrauchs verstoffwechselt überschüssiges Fett, rekonstruiert die innere Struktur, fördert die Produktion von Muskelprotein und Muskelfaserketten und schafft eine höhere Dichte und ein höheres Muskelvolumen.

EXFU™ Find X Complete 360° Body Shaping Solution

Targeting Fat, Muscle,
and Body Treatments
The Advanced 5-in-1 Solution



5-in-1-unabhängige Arbeitsstation, 4 hochfeste Applikatoren und 1 Gesäßvergrößerungskissen, Fettreduktion, Formung, Heben, Gesäßvergrößerung, alle haben gute Ergebnisse.

Gutes Ergebnis

30-minütige Behandlung = 30.000 Trainingseinheiten, 16 % Muskelaufbau und 21 % Fettabbau nach etwa 2-4 Gängen

7 Tesla hohe Intensität

bedecken große Skelettmuskeln und formen ihre innere Struktur um.

4 1 Magnetapplikatoren

Abbau von Fettablagerungen und Steigerung des Muskeltonus und der Muskelkraft

Zielt auf 5 Körperteile

Bauch, Arme, Hüften, Oberschenkel, Oberschenkel



ONE SESSION(30MINS/TREATMENT,

4 TREATMENT IN 2 WEEKS):

1. 7 TESLA INTENSITY
2. 16% MUSCLE BUILDING/19% FAT REDUCTION
3. EQUIVALENT TO 20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS
4. DUAL SCULPTING FOR SAME/ DIFFERENT PERSON SAME TIME

Stärkere Stimulation

Die Doppelschichtspule erzeugt tiefere und stärkere elektromagnetische Effekte mit hoher Intensität.

Flüssigkeitskühlungstechnologie

TeslaSculpt ist mit flüssigkeitsgekühlten Applikatoren ausgestattet, die einen Langzeitbetrieb ohne Überhitzungsprobleme ermöglichen.

Vier Skulpturen

4 Magnetstimulationsapplikatoren zur unabhängigen oder gleichzeitigen Behandlung aller Ihrer Anliegen.


EXFU FINDX

EXFU FindX modality offers an unprecedented solution to the muscle category. Controlled and precise energies are delivered uniquely to muscle groups via best-in-class electrical muscle stimulation. The muscles are safely activated without heating the surrounding tissue. Paired with specific pulse durations by muscle group, performance-informed smart training programs and advanced adaptive algorithms, each treatment is fully personalized and mimics a real training session that can build intensity over time. exfu enables effective and comfortable treatment programs regardless of the patients' fitness level, resulting in stronger and more defined muscle appearance.



5-in-1-unabhängige Arbeitsstation, 4 hochfeste Applikatoren und 1 Gesäßvergrößerungskissen, Fettreduktion, Formung, Heben, Gesäßvergrößerung, alle haben gute Ergebnisse.





Mit dem 4K-HD-Bildschirm und voreingestellten unterschiedlichen Behandlungsparametern für Männer und Frauen können personalisierte, individuelle Behandlungsdaten erstellt werden.

Wir bieten auch professionellen, maßgeschneiderten Service. Wenn Sie eine bestimmte Sprache und

Betriebstechnologie benötigen, können Sie sich auch direkt an uns wenden.



Von der FDA zugelassenes Ems-Sculping-Gerät. 5-in-1-Ems-Sculpt-Körperschlankungs-Muskelstimulatorgerät