



Neues medizinisches Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

14-Zoll-4K-HD-Großbildschirm

1200W/1800W Hochleistungs-Medizinhandgerät

Das Design der Griffe ist technologischer

Der Griff wiegt etwa 350 g und ist damit kleiner und leichter

12 * 24 mm 12 * 36 mm Spot, erfüllen die Behandlungsanforderungen verschiedener Teile vollständig

Machine Display



1. Stärkerer, schnellerer, intelligenterer und vor allem schmerzfreier Ansatz zur Haarentfernung.
2. 755 nm, 808 nm, 1064 nm Diodenlaser-Haarentfernungsgerät
3. TEC-Kühlsystem, 1 Minute Griffkühlung



Before and After

Treatment comparison



100 % wirksames Gerät, ohne Hautton, Zucker oder Haarfarbe zu beeinträchtigen. Für weitere Anwendungsdetails wenden Sie sich bitte an !