

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Vorteile

- 1,3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3-in-1 für alle Hauttypen, hohe Leistung: NEUER 1200-W-/1800-W-Griff für Optionen
 2. Große Spotgröße 12*20mm, 12*36mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
 3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
 4. Lange Lebensdauer: 40 Millionen Aufnahmen
- Maßgeschneiderter Service für alle Stile und Farben nach Ihren Wünschen

755&808&1064nm Diodenlasergriff:

- * Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
 - * Schüsse: 10-40 Millionen Schüsse
 - * 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet
- 1200 W, 1600 W, 1800 W Griff
Gleiche Technologie mit dem Eisplatin




Funktion des Diodenlasers:

Die 3 Wellen wirken gleichzeitig im selben Griff


755 nm für weiße Haut (feines, goldenes Haar)

808 nm für gelbe/neutrale Haut

1064 nm für Schwarz (schwarzes Haar)



Super Eiskühlungseffekt, schmerzfreie Behandlung ist angenehmer



Machine Display




Bildschirmanzeige

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Detaillierte Spezifikationen des Diodenlasers

Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Diodenlaser, 10bar, 12bar, 16bar
Leistung jedes Balkens	120w
Anzeigesystem	14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Wellenlänge	808 nm/755 nm/1064 nm
Punktgröße	12*24mm² 12*36mm²
Lebensdauer des Lasergriffs	Maximal 40.000.000 Schüsse
Energie	10-150 J/cm2 einstellbar (bis zu 150J/cm2 optional)
Pulsdauer	10~400ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	TEC-Halbleiterkondensator Luft geschlossene Wasserzirkulation
Griffkraft	1000 W/1200 W/1600 W
Maschinenleistung	2000w
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
Kristalltemperatur	-20~5°C
Maschinentemperatur	24°C konstante Temperatur
Leistungsbedarf	AC220V/110V 50~60Hz

Bruttogewicht 80 kg

Unsere Fabrik

**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home | Medical Devices | Databases

510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

[New Search](#) [Back To Search Results](#)


Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No. 13426, Yuqing Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design

