

# Produktbeschreibung

---

## Vorteile



- 1,3 Wellen **1064 nm Diode 808 nm 755 nm** 3-in-1 für jeden Hauttyp geeignet  
Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen
2. Große Spotgröße **12\*20mm , 12\*35mm** Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
- 3.Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um den Maschinenbetrieb den ganzen Tag lang und rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten sicherzustellen.
4. Langes Leben: doppelte Lebenserhaltungsgarantie

## Griff des Diodenlaser-Haarentfernungsgäräts :



**Different spot size** Handle color optional



12\*20mm



12\*35mm



12\*20mm



12\*35mm

**Sichere Verwendung** Für alle Hauttypen

Alex 755nm für **Helle Haut**

Geschwindigkeitsdiode 808 nm für **gelbe Haut**

Langer Puls 1064 nm für **dunklere Haut**

# Treatment effect



## Software

1. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen Einstellung intelligenter Software
2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache Kann hinzugefügt werden
3. OEM Programmservice verfügbar (Logo/System...)



Produktname	Laser Ice Platin-Haarentfernungsgerät
Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm/ oder einzeln 808 nm
Energie	0-150J/cm2
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	