

Hair Removal+Tattoo Removal

2in1 machine



Diode laser handle



Picosecond handle



Tattooentfernung mit Pikosekundenlaser 532 755 1320 1064 nm
Q-Schalter und Yag-Laser-Tattooentfernungsmaschine

Machine introduction



Handwerkliche Qualität, spiegelt die extremen Details wider. Rationales Design 1. Das Produkt hat ein neuartiges Aussehen und wird hauptsächlich als heißes Modell verkauft. 2. Verstellbare Griffhalterung, stark und langlebig. 3. Rutschfester Griff, ergonomisches Design. 4. Verbindungsrohr mit verlängerter Behandlung

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



Kleinste Größe 1. Kernkomponenten medizinischer Geräte übernehmen. Die Größe der Maschine ist kleiner. 2. Geringere grenzüberschreitende Fracht als bei herkömmlichen Maschinen. 3. Der Griff ist kleiner und bequemer zu bedienen



5 Behandlungsköpfe, abnehmbares und drehbares Außendrahtdesign

1. 532: Farbige Tattoos entfernen.


2. 755 Wabenkopf: zur Entfernung von Altersflecken, Sommersprossen und Chloasma. geringe Schädigung der Haut

3. Einstellbarer Parameter 1064: zur Tattooentfernung, Augenbrauenreinigung

4. Nicht einstellbarer Parameter 1064: Wird zum Entfernen von Tätowierungen und zum Entfernen von Augenbrauen verwendet

5. 1320: großflächige Behandlung, großer Fleck, schnelle Behandlungsgeschwindigkeit und gute Wirkung


Working Principle




Importierter Q-Switch-Kassettenmechanismus aus Stein, der gesamte Feststofflaser, ohne Q-Switch zu ersetzen.

Tattooentfernung. Entfernen Sie schwarze, blaue, braune und rote Tätowierungspigmente auf Augenbrauen, Augenlinie, Lippenlinie und anderen Körperteilen. Entfernen Sie Muttermale, Otas-Nävus und Hautflecken. Sofortiges Strahlen mit hoher Lasertechnologie, internationaler Produktionsstandard, strenge technische Tests.


Eine Lösung für eine Vielzahl von Hautproblemen.



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



BEFORE



AFTER

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



755nm



808nm



1064nm



Professionelles ND-YAG 2-in-1-Laser-Haarentfernungsgerät, multifunktionale Schönheitsausrüstung

* USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren, längere Lebensdauer.

* Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.

* 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

1. Alex 755 nm für helle Haut

2. Geschwindigkeitsdiode 808 nm für gelbe Haut

3. Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut

CLINICAL EFFECT



Bildschirmanzeige

Großer 12,1-Zoll-True-Color-Touchscreen

Super cooles Touch-Erlebnis

6 Sprachen zur Auswahl, Sondersprache kann hinzugefügt werden

OEM-Services werden akzeptiert, z. B. Parameter anpassen, Energie-/Frequenz-/Zeitbereich einschließen



Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

**Weitere Produktdetails und Anwendungsmethoden erhalten Sie bei uns!
7*24 Stunden Online-Service!**