



# *Magnetic Muscle Sculpting*

Shape the perfect figure

[Understand more](#)



Produktbeschreibung

Body Shaping  
Fat Reduce Machine

↑  
**+16%**  
Estimated increase  
in muscle mass

↓  
**-19%**  
Estimated fat  
reduction

### **Wie funktioniert diese Maschine?**

Es verwendet hochintensive gepulste elektromagnetische Signale, um Muskeln und Töne für Bauch, Arme, Beine und Gesäß aufzubauen.

#### **Muskelaufbau**

Die intensiven supramaximalen Kontraktionen stimulieren die Reaktion der Muskulatur. Die Energie rekonstruiert die innere Struktur und bewirkt das Nachwachsen von Muskelzellen, die Bildung von Proteinen und Muskelfaserketten. Dieses Verfahren führt zu einer höheren Dichte und einem höheren Muskelvolumen.



### **Fettentfernung**

Der Muskelaufbau verbessert die Adrenalinausschüttung, was einen offensichtlichen Effekt mit sich bringt, der zu einer supramaximalen Lipolyse in Fettzellen führt.

Durchblutung der lymphatischen Verbesserung

Die elektromagnetischen Wellen stimulieren das Hämoglobin, erhöhen den Blutfluss und die Lymphzirkulation. Das Verfahren erhöht, dass abgestorbene Fettzellen auf natürliche Weise eliminiert werden. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT


### **Hohe Intensität**

TeslaSculpt basiert auf hochintensiver magnetischer Energie, die große Skelettmuskeln des menschlichen Körpers bedecken könnte, und dieses hohe Energieniveau ermöglicht eine Muskelreaktion mit einer tiefen Umgestaltung seiner inneren Struktur.






## Work principle



### Treatment demonstration



### Before and After



Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

### Hohe Intensität

TeslaSculpt basiert auf hochintensiver magnetischer Energie, die große Skelettmuskeln des menschlichen Körpers bedecken könnte, und dies

Ein hohes Energieniveau ermöglicht eine Muskelreaktion mit einer tiefen Umgestaltung seiner inneren Struktur.

### Stärkere Stimulation

Doppelschichtspule erzeugt tiefere und stärkere hochintensive elektromagnetische Effekte.

### Flüssigkeitskühlungstechnologie

TeslaSculpt ist mit flüssigkeitsgekühlten Applikatoren ausgestattet, die einen Langzeitbetrieb ohne

Überhitzungsprobleme ermöglichen.

## Doppelskulptur

Zwei Magnetstimulations-Applikatoren, um alle Ihre Anliegen unabhängig oder gleichzeitig zu behandeln.



### BUILD MUSCLE

The muscle contracts 30000 times with high frequency and intensity, so as to train and increase muscle density and volume

### REDUCE FAT

The ultimate

contraction of muscle needs a large amount of energy supply, so the fat cells beside the muscle are also consumed, leading to natural apoptosis and effective reduction of fat thickness



### Muscle Sculpt

Exercising the abdominal muscles, shaping the vest line / exercising the hip muscles, creating the peach hips / exercising the abdominal oblique muscles, and shaping the mermaid line.