


OEM-/ODM-Service

Jeder Stil, jede gewünschte Farbe



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

Ausstellung für Diodenlasermaschinen

4-in-1 für alle Hauttypen geeignet

Der Laser verfügt über einen Ausgang mit vier Wellenlängen und ist vielseitig einsetzbar.

Es hat eine gewisse therapeutische Wirkung bei der Entfernung von Rötungen
Blutstreifen, Krampfadern, entzündungshemmend, Haarentfernung, Aufhellung und
Hautverjüngung.


FOUR wavelengths



*The laser four wavelengths equipped with ,
Has a wide range of applicability.
It has a certain therapeutic effect on
hair removal, whitening, and skin rejuvenation.*

Vorteile

- * USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren.
- * Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 4 Wellen 1064 nm 940 nm 808 nm 755 nm, 4 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden
- * Hohe Leistung: NEUER 1200-W-/1600-W-Griff für Optionen
- * Medizinische Griffpunktgröße 12 * 20 mm, 12 * 38 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
- * Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
- * Lange Lebensdauer: 40 Millionen Schüsse



Griffanzeige

1200 W, 1600 W große Leistung zur freien Wahl

12*20 oder 12*38 mm Punktgröße

*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



* Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung


* Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs

* Echte schmerzlose Haarentfernung mit Eiseffekt

Has a wide range of applications



1. Alex 755 nm für helle Haut
2. Geschwindigkeitsdiode 808 nm für gelbe Haut
3. Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut



Behandlungseffekt

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Bildschirmanzeige Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

5.OEM/ODM-Service

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6.Zertifikatsanzeige

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.

Standardproduktionslinie. Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und Qualitätsinspektionsteam.

Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ hochwertige Produkte der Maßstab für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.