



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C

Vier Vorteile

1,3 Wellen 1064 nm Diode 808 nm 755 nm3-in-1 für jeden Hauttyp geeignet



Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen

2. Große Spotgröße 15*25mm, 12*35mmHaarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

3.Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um den Maschinenbetrieb den ganzen Tag lang und rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten sicherzustellen.

4. Langes Leben: doppelte Lebenserhaltungsgarantie


3 in 1 all skin type can be used



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- Für jeden Hauttyp geeignet;
- Sicher und schnell.
- Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- Die optimale Laserwellenlänge;

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um den Maschinenbetrieb den ganzen Tag lang und rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten sicherzustellen.

handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Große Spotgröße: Der Griff wiegt nur 350g! 15*25mm, 12*35mm Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

working principle

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier




The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Griff des Diodenlaser-Haarentfernungsgeräts: Schnelle Abkühlung, schmerzlose Behandlung.



- 755nm for white skin (fine, golden hair removal)
- 808nm for yellow neutral skin (brown hair removal)
- 1064nm for black skin (black hair removal)

Wellenlaser vereint 755 nm, 808 nm, 1064 nm, eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.


755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm zur Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm zur Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).

Vorher und Nachher: Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Treatment effect comparison



**Anwendung: Vergleich der Behandlungseffekte
ICE Platinum Diodenlaser-Haarentfernungsgerät für sichere und dauerhafte
Haarentfernung auf allen Hauttypen**

Laserwellenlänge/-typ	Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine Preis Laser 755/808/1064
Leistung	3000 W;
Laserenergieabgabe	0-150J/cm2 (einstellbar)
Laserpulsbreite	10-800 ms (einstellbar);
Impulsausgangsfrequenz	1-10Hz;
Punktgröße	15*25mm ² /10*20mm ² Option
Bedienbare LCD-Schnittstelle	10,4-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem Laserbarren:	WasserLuftTEC-Kondensator Option mit 10 oder 12 Stück Stangen
Maschinengröße	105*40*40cm
Packungsgröße:	115*59*61cm
Nettogewicht	35 kg
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ


Kommentare von Käufern

Bildschirm für Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

About the Shipping


**We can offer the door to door services
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Lieferzeit:	3 Werktage.
Versandart:	Express-Tür-zu-Tür-Service wie DHL, UPS, FedEx, TNT usw.
Verpackung:	Aluminiumbox mit Schaumstoff