



1.3 Wellen 1064 nm Diode 808 nm 755 nm 3-in-1 für jeden Hauttyp geeignet
 Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen

2. Große Spotgröße 12*20mm , 12*35mm Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um den Maschinenbetrieb den ganzen Tag lang und rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten sicherzustellen.

4. Langes Leben: doppelte Lebenserhaltungsgarantie

Griff des Diodenlaser-Haarentfernungsgeräts :



Different spot size Handle color optional



Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut

Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut

Alex 755 nm für helle Haut

Software

1. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen Einstellung intelligenter Software
2. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache Kann hinzugefügt werden
3. OEM Programmservice verfügbar (Logo/System...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After