

# Medical handle is Lighter handle

## Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12\*24mm<sup>2</sup>



● 12\*36mm<sup>2</sup>

[Learn more](#)



Meistverkauft

13 Jahre Werksgarantie, 2 Jahre Garantie, 102 Länder, über 60.000 Kunden

MLKJ - Machen Sie Ihr Schönheitsgeschäft einfacher

## Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



### Vorteile

1,3 Wellen 1064 nm Diode 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden

Hohe Leistung: NEUER 1200-W-/1800-W-Griff für Optionen

2.Große Spotgröße 12\*24mm, 12\*36mmGesichts- und Körperhaarentfernungslösung!

3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.


4.Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie

# TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser





### **Merkmale der Platinium-Diodenlaser-Haarentfernung:**

»»Sicherheit: Keine Verbrühungen der Haut, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen.

»»Schnell: große Spotgröße 12\*36 mm, effektive und schnelle Behandlung auf großer Behandlungsfläche

»»Dauerhafte Haarentfernung: Entfernen Sie alle Haare auf allen Hauttypen, auch auf gebräunter Haut.

»»Kristalltemperatur: ~5-3°C, lindert Schmerzen und erhöht das angenehme Gefühl bei der Behandlung.

Griffdetails

# Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





- 755 nm for white skin (fine, golden hair removal );
- 808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
- 1064 nm for black skin (black hair removal)

### **Griff Lange Lebensdauer, 20-40 Millionen Aufnahmen**

Geeignet für die Diodenlaser-Haarentfernung auf der gesamten Körperhaut

Gute Wirkung der Platinium-Diodenlaser-Haarentfernung

Lasertyp	808-nm-Diodenlaser oder 755/808/1064 3-Wellen
Anzeige	14-Zoll-Touchscreen-System
Wellenlänge	808 nm oder 755/808/1064 nm
Schüsse	40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm <sup>2</sup> , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Doppelte TEC-Kühlung
Leistung	3000W
Punktgröße	12*36mm oder 12*24mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl

1) Der Bildschirm kann Ihr eigenes Logo hinzufügen

2) Bildschirm mit 6 Sprachen

3) Verschiedene Körperteile zur Auswahl, eine Berührung kann Ihre Behandlung starten!

Zertifikat


# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,



### Unternehmensprofil

1. Das Unternehmen Weifang Mingliang verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsgeräten

# Customer visit



2. Wir verfügen über eine professionelle Forschungs- und Entwicklungsabteilung für die Produktion

3. Feedback von Kunden, Support-Maschinengehäuse-OEM, Maschinensystem-OEM, kann Ihr eigenes Logo hinzufügen....

# Research and Development

We have professional Production R & D department.  
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection

