




- 1.3 ondas 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel  
Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
2. ¡Tamaño de punto grande 12\*20mm, 12\*35mm solución de depilación facial y corporal!
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: doble garantía de soporte vital

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







**Different spot size** Handle color optional



**Uso seguro en todo tipo de piel.**

Alex 755nm para pieles claras

Speed Diode 808nm para piel amarilla

Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras

# Treatment effect



## Programa de software

1. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
2. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
3. Servicio de programa OEM disponible (logotipo/sistema...)

