


Máquina de belleza láser profesional 755 808 1064 máquina de depilación láser de diodo Nd yag q láser de eliminación de tatuajes conmutado

Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently, faster treatment for more profits.



ND YAG handle

Diode laser handle

Pantalla de mango láser de diodo

Suit to any color of skin

Absorbability / Efficient / Melanin

755 NM	808 NM	1064 NM
The Power of Diversity	Up To Speed	Dedicated to Darker Skin
 755nm	 808nm	 1064nm



1. Láser de Diodo técnico, apto para todo tipo de piel y cabello.
2. Manijas: Tamaño del punto 12*20 mm, el otro 12*35 mm
3. Tratamiento rápido: frecuencia de 1-10 Hz, barras láser importadas de EE. UU.
4. 7558081064, para todo tipo de piel


GOOD COOLING EFFECT



Test temperature


-31.1°C

treatment head can reach -31.1 degrees



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Clinical Effect



Pantalla de mango láser Nd Yag



5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems


532: Remove colored tattoos.
755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm	532nm	1320nm	755nm	1064nm
(Size Optional)	(Original)	(Blackface doll)	(Honeycomb)	(Original)

Tecnología láser de alta densidad yag, estándar internacional de producción, prueba técnica estricta.

Mecanismo de casete Q-switch de piedra importado, todo el láser sólido, sin reemplazar el Q-switch.



ND YAG ADVANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality, shot more than 1.5 million times
Counter on the handle, more easy to get the total shot time
LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.
5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

Eliminación de tatuajes, eliminación de nevo de Ota, eliminación de cejas, eliminación de línea de labios, eliminación de pigmentos, eliminación de nevo, eliminación de marcas de nacimiento, rejuvenecimiento de la piel y blanqueamiento de la piel

Visualización de la pantalla

- 1) Tamaño grande: pantalla táctil a color de 14 pulgadas usada.
- 2) Múltiples idiomas: tres tipos de opciones de tipos de piel, fáciles de operar.

3) Servicio OEM: su logotipo se puede agregar en la pantalla de la máquina de forma gratuita, acepte su idioma especial.



Por qué elegirnos



16 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer



Saint Lancy

We don't just make and sell laser beauty equipment ,
we also supply and Deliver happiness and beauty.
It has become the core values deeply rooted in SAINT LANCY
——Make your beauty business easier!

- 1) 16 años de fabricante de fábrica. Proveedor de oro de 15 años en alibaba.
- 2) Envíos a más de 180 países en todo el mundo, atendiendo a más de 80.000 clientes
- 3) 100% buenos comentarios de todos los clientes.
- 4) Equipo de posventa que puede resolver problemas fácilmente

COMPANY CERTIFICATE



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certificat



NQA
13485

NQA medical system certification



Trademark Registration



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.