



2021 Salon Queen
Trending Model 1600W Laser
4K Smart Screen

Newest Germany Tech
Super Ice Cooling, Pain-free
Get most comfortable treatment

Ya ayuda a más de clientes de 102 países a hacer buenos negocios.

Varias plantillas para que usted elija.

Descripción del Producto




Ventajas


1. 3 ondas Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel
Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
2. Tamaño de punto grande 12 * 20 mm, 12 * 35 mm, solución de depilación facial y corporal!
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: doble garantía de soporte vital



A natural



B energy absorbed by hair



C hair follicle died

Uso seguro en todo tipo de piel.

Alex 755nm para pieles claras

Speed Diode 808nm para piel amarilla

Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Características y láser de diodo

1. Barra láser: barra láser importada marca US Coherent/ Dilas2. 3 ondas: 755nm 808nm 1064nm 3 en 1
3. Tamaño del punto: 12*20 mm, 12*35 mm
4. Potencia: alta potencia 1000W 1200W 1600W y OEM
3. Enfriamiento: el súper enfriamiento comienza congelado en 1 minuto, 24 horas continúa trabajando



Garantía sin dolor

Sistema de enfriamiento Super TECEnfriamiento rápido 1 minuto congelado

Temperatura más baja -22 °C

Before and After

Treatment comparison



Programa de software

1. Inicio fácil: basado en partes del cuerpo masculinas y femeninas/6, agregue 6 tipos de piel configurando software inteligente
2. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
3. Servicio de programa OEM disponible (logotipo/sistema...)

