



## DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

### ¿Por qué todos los salones de belleza y esteticistas eligen titanio?

1. Profesional. Tenemos más de 15 años de experiencia en el área de máquinas de belleza de alta gama.
2. Seguridad. sin efectos secundarios en la piel y las glándulas sudoríparas, sin cicatriz.
3. Enfriamiento rápido, que logra una depilación sin dolor.
4. populares. Longitud de onda triple: 755nm 808nm 1064nm, adecuado para todo tipo de piel, el vello fino de piel negra se puede eliminar fácilmente.
5. Alta energía. Tamaño del punto Lager, 50 millones de disparos, destruye eficazmente los folículos pilosos, depilación permanente.

**Espectáculo de manija**

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Tamaño del punto 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



SPEED 810nm  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



YAG 1064nm  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



- \* Pantalla 4K de 14 pulgadas, que ofrece una experiencia táctil súper genial.
- \* Se acepta el servicio OEM. el parámetro de ajuste está bien.
- \* Agrega tu logo e idioma gratis

## Especificación de Máquina de depilación láser de diodo

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Barra láser médica láser de diodo: 10bars/15bars
Potencia de cada barra	Médico con 120w/Bar
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Médico con 12*24mm²/12*36mm²
Vida útil del mango láser	Al menos 40 millones de disparos
Energía	10-150 J/cm2 regulable (hasta 150J/cm2 opcional)
Duración del pulso	30~400ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Compresorairecerrar circulación de agua
Manejar el poder	1000w/1200w/1600w/1800w
Potencia de la máquina	4000w
fuentes electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristal	-20~3°C
Temperatura de la máquina	24°C
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz



**15 Years**  
Laser Beauty Decvice  
**Manuafactor**

## Our Showroom



**Servicios profesionales de OEM y ODM:**  
- Imprime cualquier color.



- Añade tu logotipo
- Agregue cualquier idioma al sistema de la máquina.
- Diseñe una carcasa de máquina exclusiva para usted, forme su propia marca en el mercado.
- Diseñe una nueva interfaz y sistema de máquina, hágalo más conveniente para usted y sus clientes

# Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection  
of finished products



Product packaging

**Por favor consúltenos para más detalles.  
24 horas en línea!**