



MLKJ LIFETIME SERVICE

**FIRST COMPANY THAT OFFERED 2 YEARS WARRANTY**

START SERVICE

1



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Primera empresa que ofreció dos años de garantía y servicio de por vida.**

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE





MULTI-DEPTH



**Máquina láser para rejuvenecimiento de la piel, máquina para adelgazar corporal y facial, sistema de rejuvenecimiento de la piel, ultrasonido enfocado 11D, HIFU 11D**

[Descripción de productos](#)






**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Utilice ultrasonido de alta energía centrándose en la posición del tratamiento, de modo que el tejido de la piel cree la temperatura y produzca células de fricción de alta velocidad para estimular el colágeno. Dicho efecto de calor no dañará la epidermis, porque el tratamiento tiene un acceso rápido y directo al sitio de tratamiento en 0-0,5 segundos, sin tocar el tejido circundante y puede pasar directamente al sistema de membrana tendinosa superficial (SMAS), por lo que puede ser Haga la piel firme mientras tira de la capa muscular, la cara delgada hacia arriba hasta lograr el efecto progresivo.







# MF2.0MM

Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Modelo	Dispositivo de terapia 7D Ultrasonido enfocado
Nombre	Ultrasonido enfocado de alta intensidad

Manejas	Faciales: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Producción de energía	0,1J-2,5J (0,1J por paso)
Espacio entre puntos	1,0 mm-4,0 mm
Longitud del tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300000 disparos
Tamaño de pantalla	15 pulgadas
Voltaje	110V-240V, 50/60Hz



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color

1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
2. Masculino/femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inglés tu idioma nativo.
4. Servicio gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

**¡Bienvenido a consultar más detalles del producto!**