



Ventajas de la máquina de pérdida de peso.

1. Acostarse durante 30 minutos = 5,5 horas de ejercicio
2. Tratamiento no invasivo sin molestias, sin dolor
3. 19% de reducción de grasa
4. Aumento del 16% en la masa muscular
5. Sin tiempo de inactividad
6. Mejora la confianza en la apariencia
7. Resultados notables y de apariencia natural
8. Operación simple y tiempos de tratamiento cortos



Operation



Hamstring



Thighs



Abdomen




Arm



Hip



BEFORE AND AFTER



Before

5 Weeks After

8 Weeks After



Before

After



Before

After







15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



Diseño ID Equipos de diseño y desarrollo de Estados Unidos y Alemania.

Línea de producción madura certificada y probada, equipo de inspección de calidad y línea de producción estándar.

Lo que más nos importa es que los productos de alta calidad son el estándar para mantener la cooperación.

Our Factory Show

**15 Years
Professional Factory**




**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



**Real Feedback
of Alibaba**



Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Empaque y envío

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles después del pago

Forma de entrega: por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de video e imágenes.

Después de la entrega Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Cuándo me entregarán la máquina?

R: Haremos la entrega dentro de los 7 días posteriores a la realización del pago.

Q2. ¿Ofrecen servicios de capacitación?

R: Brindamos servicios de capacitación en línea, después de la capacitación, le enviaremos un certificado.

Q3. ¿Qué pasa si la máquina se estropea?

R: bajo garantía, le enviaremos componentes gratuitos, la máquina está diseñada por módulos. Cada parte es fácil de reemplazar.

Q4. ¿Cómo hacer el pago?

R: Aceptamos el pago de garantía comercial de Alibaba, transferencia bancaria, Western Union, VISA.

P5. ¿Qué pasa con la garantía?

R: 2 años para el cuerpo de la máquina, 1 año para el mango. Bajo garantía, si el mango se estropea, le enviaremos un mango nuevo.