



Exfu se compromete a lograr métodos eficientes con bajos costos de tiempo.

La vida es bella, algunos si hay una solución perfecta, ¡hazla!

Tal vez no tengas tiempo para ir al gimnasio y el largo proceso de poner tus músculos en forma.

¡Entonces pruebe nuestra última máquina de moldeo magnético!

¡Cuenta con la aprobación profesional de la FDA e incluso es el favorito de los entrenadores de fitness!



Campo electromagnético enfocado con intensidad segura para atravesar el cuerpo e interactuar con las neuronas motoras. La inclinación magnética proporciona al cuerpo una severa estimulación de contracción máxima. La contracción repetida del consumo muscular metaboliza el exceso de grasa, reconstruye la estructura interna, facilita la producción de proteínas musculares y la cadena de fibras

musculares, y crea mayor densidad y volumen muscular.

## EXFU™ Find X Complete 360° Body Shaping Solution

Targeting Fat, Muscle,  
and Body Treatments  
The Advanced 5-in-1 Solution



**Estación de trabajo independiente 5 en 1, 4 aplicadores de alta resistencia y 1 cojín de aumento de glúteos, reducción de grasa, modelado, levantamiento, aumento de glúteos, todos tienen buenos resultados.**

### **Buen resultado**

30 minutos de tratamiento = 30000 entrenamientos, aumenta un 16 % de músculo y reduce un 21 % de grasa después de unos 2-4 cursos

### **7 teslas de alta intensidad**

cubrir grandes músculos esqueléticos y remodelar su estructura interna.

### **4 1 aplicadores magnéticos**

romper los depósitos de grasa y aumentar el tono muscular y la fuerza

### **Apuntando a 5 partes del cuerpo**

abdomen, brazos, caderas, isquiotibiales, muslos



### **ONE SESSION(30MINS/TREATMENT, 4 TREATMENT IN 2 WEEKS):**

1. 7 TESLA INTENSITY
2. 16% MUSCLE BUILDING/19% FAT REDUCTION
3. EQUIVALENT TO 20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS
4. DUAL SCULPTING FOR SAME/ DIFFERENT PERSON SAME TIME

### **Estimulación más fuerte**

La bobina de doble capa genera efectos electromagnéticos de alta intensidad más profundos


y fuertes.

### **Tecnología de refrigeración líquida**

TeslaSculpt está equipado con aplicadores refrigerados por líquido que permiten un funcionamiento prolongado sin ningún problema de sobrecalentamiento.

### **Cuatro esculturas**

4 aplicadores de estimulación magnética para tratar todas sus preocupaciones de forma independiente o simultánea.




### **EXFU FINDX**

EXFU FindX modality offers an unprecedented solution to the muscle category. Controlled and precise energies are delivered uniquely to muscle groups via best-in-class electrical muscle stimulation. The muscles are safely activated without heating the surrounding tissue. Paired with specific pulse durations by muscle group, performance-informed smart training programs and advanced adaptive algorithms, each treatment is fully personalized and mimics a real training session that can build intensity over time. exfu enables effective and comfortable treatment programs regardless of the patients' fitness level, resulting in stronger and more defined muscle appearance.

Estación de trabajo independiente 5 en 1, 4 aplicadores de alta resistencia y 1 cojín de aumento de glúteos, reducción de grasa, modelado, levantamiento, aumento de glúteos, todos tienen buenos resultados.





Con pantalla 4K HD, preestablece diferentes parámetros de tratamiento para hombres y mujeres, puede hacer datos de tratamiento personalizados.

También brindamos un servicio personalizado profesional, si necesita un idioma específico y

tecnología de operación, también puede contactarnos directamente.



Máquina para esculpir Ems aprobada por la FDA 5 en 1 ems esculpir el cuerpo adelgazante máquina estimuladora muscular