

A photograph of a shirtless man from the waist up, standing next to a medical device. The man has his hands on his hips, showing a well-defined abdominal muscle. To his left is a white and grey medical device with two circular attachments labeled 'A' and 'B'. A small screen on the device shows a grayscale image. The background is a light blue surface with a diamond plate pattern.

C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Multi-angle display

...

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



¿Cómo funciona esta máquina?





Adopta pulsos electromagnéticos de alta intensidad para desarrollar músculos y tonificar el abdomen, los brazos, las piernas y las nalgas.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily

• • •

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



MUSCLE SHAPING MACHINE



4K HD SCREEN



4 HANDLES

Desarrollo muscular

Las contracciones supramáximas intensivas estimulan la reacción de los músculos. La energía reconstruye la estructura interna, provocando el nuevo crecimiento de las células musculares, la creación de proteínas y cadenas de fibras musculares. Este procedimiento conduce a los resultados en una mayor densidad y volumen muscular.



Se puede seleccionar una variedad de estilos y especificaciones.

Eliminación de grasa

El desarrollo muscular mejora la liberación de epinefrina, lo que trae un efecto evidente que conduce a la supramáxima lipólisis en células grasas.

Circulación de la mejora linfática

Las ondas electromagnéticas estimulan la hemoglobina, aumenta el flujo sanguíneo, la circulación linfática. El procedimiento aumenta que las células grasas muertas se eliminen de forma natural.

Alta intensidad


TeslaSculpt basado en energía magnética de alta intensidad, que podría cubrir grandes músculos esqueléticos del cuerpo humano, y este alto nivel de energía permite que el músculo responda con una profunda remodelación de su estructura interna.

Working principle

Using non-invasive High-Intensity Focused Magnetic Vibration (HIFEM) technology, Magnetite uses two oversized treatment handles to release high-frequency magnetic vibration energy, which penetrates to a depth of 8cm muscle tissue, induces continuous expansion and contraction of muscles, and achieves high-frequency extreme training, deep remodeling and growth of myofibrils (muscle enlargement), and the production of new collagen chains and muscle fibers (muscle hyperplasia), thereby training and increasing muscle density and volume.

The 100% extreme muscle contraction of HIFEM technology can trigger a large amount of fat breakdown. The fatty acid concentration is too high, causing the fat cells to die and be excreted by the body's normal metabolism within a few weeks.

Therefore, Magnetic Lisu can strengthen and increase muscle, and at the same time achieve the effect of reducing fat.



Estimulación más fuerte

La bobina de doble capa genera efectos electromagnéticos de alta intensidad más profundos y fuertes.

Tecnología de refrigeración líquida

TeslaSculpt está equipado con aplicadores refrigerados por líquido que permiten un funcionamiento prolongado sin ningún problema de sobrecalentamiento. 4 aplicadores de estimulación magnética para tratar todas sus preocupaciones de forma independiente o simultánea.

Effect comparison



Before After a month



Before After a month

máquina emslim
máquina de esculpir em para la venta

em máquina delgada
máquina de esculpir el cuerpo ems
ems máquina de belleza para adelgazar el cuerpo
máquina de adelgazamiento del cuerpo ems

**Por favor consúltenos para más detalles del producto
24 horas en línea!**