

Ventaja del producto: rejuvenecimiento de la piel.

- *Mango IPL con lámpara del Reino Unido, 150 000-30 000 disparos. Tamaño de punto 15*50 mm. El rendimiento de refrigeración es excelente.
- *Utiliza una pantalla táctil LCD a color súper sensible de 15.6 HD, aquí se puede finalizar fácilmente la configuración de todos los parámetros.
- * Agregue su propio logotipo e idioma a la máquina.

Descripción de productos



El mango IPL usa la lámpara del Reino Unido, 150,000-30,000 disparos. Tamaño de punto 15*50 mm. El rendimiento de refrigeración es excelente.



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color, inicio con un solo botón

- 1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
- 2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
- 3. Ingléstu lengua materna.
- 4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6 "HD SCREEN





máquina de la belleza del retiro de las manchas de la edad del pigmento de las pecas dispositivo de depilación láser ipl máquina de belleza anti edad láser para eliminar el vello ipl



¡Servicio en línea las 24 horas! ¡Bienvenido a consultar!