

Ya ayuda a más de clientes de 102 países a hacer buenos negocios.


Varias plantillas para que usted elija.

### **Descripción del Producto**




### **Ventajas**


- 1.3 ondas Yag 1064nm Diodo 808nm Alex 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel  
Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones
2. Tamaño de punto grande 15 \* 25 mm, 12 \* 20 mm, 12 \* 38 mm, solución de depilación facial y corporal!
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: doble garantía de soporte vital



**A** natural



**B** energy absorbed by hair



**C** hair follicle died

**Uso seguro en todo tipo de piel.**

Alex 755nm para pieles claras

Speed Diode 808nm para piel amarilla  
Long Pulse 1064nm para pieles más oscuras


# Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




**12\*20nm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35nm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



## Características y láser de diodo

1. Barra láser: barra láser importada marca US Coherent/ Dilas

2. 3 ondas: 755nm 808nm 1064nm 3 en 1

3. Tamaño del punto: 12\*20 mm, 12\*35 mm

4. Potencia: alta potencia 1000W 1200W 1600W y OEM


3. Enfriamiento: el súper enfriamiento comienza congelado en 1 minuto, 24 horas continúa trabajando

## Programa de software

1. Inicio fácil: basado en partes del cuerpo masculinas y femeninas/6, agregue 6 tipos de piel configurando software inteligente

2. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo

3. Servicio de programa OEM disponible (logotipo/sistema...)



**Para más detalles del modelo, por favor contáctenos!  
En línea las 24 horas!!**