



Ventaja del producto: rejuvenecimiento de la piel.

El mango IPL usa la lámpara del Reino Unido, 150,000-30,000 disparos. Tamaño de punto 15*50 mm. El rendimiento de refrigeración es excelente.

Utiliza una pantalla táctil LCD a color súper sensible de 8.4 TFT, aquí se puede finalizar fácilmente la configuración de todos los parámetros.

Agregue su propio Logotipo e idioma a la máquina.



Acerca de la manija

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Apto para todo tipo de pieles, resultados de tratamiento de alta eficacia.



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color de 8,4 pulgadas

1. Pantalla táctil grande de 8,4 pulgadas, diseño humanizado

- 2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
- 3. Ingléstu lengua materna.
- 4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu
8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:
5 options for skin treatment




IPL mode:
operation interface



Multi-language screen:
6 languages for your choice



System setting



System setting

Información de tamaño

Investigacion	IPL: lámpara importada del Reino Unido de 15 * 50 mm
Longitud de onda	420/510/560/585/640/690/755nm
Toda la vida	150.000-30.000 disparos
Pantalla	Pantalla táctil colorida de 8,4 pulgadas
Sistema de refrigeración	Refrigeración TEC de 1200 W Refrigeración por aire Refrigeración por agua Sistema 3 en 1
Garantía	2 años para la máquina
Enchufar	EE. UU., UE, Australia, 110 V y 220 V
Peso	30KG
Logo	Agregar logo gratis
Idioma	Cualquier idioma como el tuyo

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation