

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




Ventajas

- 1.3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 todo tipo de piel se puede usar alta potencia: NUEVO mango de 1200W / 1800W para opciones
 - 2. Tamaño de punto grande 12 * 20 mm, 12 * 36 mm, solución de depilación facial y corporal!
 - 3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
 - 4. Larga vida: 40 millones de disparos
- Servicio personalizado para todo estilo todos los colores que quieras

Función del láser de diodo

Las 3 ondas funcionan en el mismo mango al mismo tiempo.
755nm para piel blanca (pelo fino y dorado)
808nm para pieles amarillas/neutras
1064nm para negro (pelo negro)



Súper efecto de enfriamiento de hielo, el tratamiento sin dolor es más cómodo



Machine Display




Visualización de la pantalla

1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inglés tu lengua materna.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Especificaciones detalladas de platino de hielo de láser de diodo

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Potencia de cada barra	120w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*24 mm² 12*36 mm²
Vida útil del mango láser	Max 40,000,000 disparos
Energía	10-150 J/cm2 regulable (hasta 150J/cm2 opcional)
Duración del pulso	10~400ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TECAirecirculación de agua cerrada
Manejar el poder	1000w/1200w/1600w
Potencia de la máquina	2000w
fuentes electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristal	-20~5°C
Temperatura de la máquina	24°C temperatura constante
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz

Peso bruto

80KG

Nuestra fábrica

**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home | Medical Devices | Databases


510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

[New Search](#) [Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuying Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design

