

DIODE LASER



ICELLO



MLKJ La mejor máquina de depilación láser comercial.

De acuerdo con el principio de la fototermodinámica selectiva, la longitud de onda del láser, la energía y el ancho del pulso se pueden ajustar correctamente para que el láser pase a través de la superficie de la piel hasta el folículo piloso de la raíz. La energía de la luz se absorbe y se convierte en energía térmica que destruye el tejido del folículo piloso, lo que hace que el cabello no pueda regenerarse, lo que hace que la tecnología patentada de láser MLKJ sea indolora y permanente.

El dispositivo de depilación láser es un método de tratamiento no invasivo, después del tratamiento no tendrá un cierto daño en la piel circundante, no afectará la vida y el trabajo normales.

☐ Máquina certificada FDA y médica CE

☐ 3 en 1: tres tecnologías láser en una sola máquina

☐ Láseres de alejandrita, diodo y Nd:YAG: trata todo tipo de piel

- ☐ FÁCIL de operar
- ☐ Capacitación en línea disponible
- ☐ ¡50 millones de disparos por pieza de mano!

Manejar pantalla



1. Sin dolor. La punta de la pieza de mano se enfría hasta -32 ° C, hace que el tratamiento sea cómodo y efectivo
2. Resultados de tratamiento temprano. 2-3 sesiones de tratamiento pueden mostrar resultados permanentes
3. Prácticamente sin dolor en contacto con zafiro incomparablemente cómodo y seguro
4. Alcance mejorado de la punta facial. Trate fácilmente áreas que normalmente son difíciles de alcanzar, incluidas las orejas, las fosas nasales y la glabella.



Precio de la máquina de depilación láser 755/808/1064nm.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body


Medical diode laser

50000000+shots
can treat 10000+clients

- *Not easy to be burned
- *Low maintenance cost
- *Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Pantalla 4K de 14 pulgadas, experiencia táctil inteligente

- * 6 estilos de piel para elegir
- * Fácil de operar proporcionando habilidades de operación/servicios de enseñanza
- * El logotipo y el idioma gratuitos se pueden personalizar en la pantalla



You'll get

Two major service guarantees
Worry-free after-sales

01 Professional after-sales group

24 hours offers the solution
Solve problems quickly with your active cooperation

02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement
parts for free

MLKJ

Fabricante de instrumentos de belleza durante 15 años, cuenta con certificados FDA, CE, ISO13485.
¡Estamos comprometidos a hacer que su negocio de belleza sea más fácil!

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



Authentication

FDA, NQA13485, CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

¡Bienvenido a consultar! ¡Servicio en línea 7X24 horas!