



Fabricantes de instrumentos de belleza multifuncionales

Depilación láser de diodo 2 en 1 eliminación de tatuajes con láser nd yag

Descripción de productos

2in1 Multifunctional combination machine



- ✓ Hair removal
- ✓ Toner whitening
- ✓ Mole removal




- ✓ Tattoo removal
- ✓ Freckle
- ✓ Birthmark removal



Real shot display

Higher-definition screen, stronger cooling effect,
more effective treatment



Láser de diodo Elight/IPL Nd yag RF, 4 mangos diferentes en una sola máquina

1. Este 4 en 1 RF Elight IPL láser de diodo láser nd yag tiene accesorios de alta calidad, potencia fuerte * El mango del láser de diodo utiliza una barra láser dorada importada de Alemania, 50 millones de disparos.


*Lámpara del Reino Unido con mango Elight, 150 000-30 000 disparos

*Nd yag: Equipe 5 cabezales de tratamiento, ajustable 1064nm/532nm, fijo 1064nm/532nm, fijo 1320nm.


*RF: Equipa 6 cabezales de tratamiento, utilizados para la eliminación de arrugas, estiramiento de la piel, estiramiento de la piel.

Three wavelengths work together

12*24mm² {



12*35mm² {



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





HANDLE-ADVANTAGE



specification

- Multiple choice
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- Multifunction
1320nm for skin rejuvenation
- Indicator light
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before and after



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Para obtener más información sobre la introducción del producto y los detalles de

uso,

por favor consúltenos inmediatamente

En línea las 24 horas!!