

EXFU·FIND S



COMMIT TO BE FIT
GET SCULPTED WITH
EMSCULPT



LESS Fat
Muscle MORE

EXCLUSIVELY AVAILABLE AT IPAL CLINIC

Estimulador muscular ems electromagnético de alta intensidad, máquina quemadora de grasa abdominal electromagnética



14 "HD SCREEN
SIMPLE, INTELLIGENT, FAST

+16%
Estimated increase in muscle mass

-19%
Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION

Diseño innovador de inicio con un solo clic Puede ayudarlo a personalizar el sistema de pantalla/idioma/apariencia

PRODUCT PARAMETERS



¿Cómo funciona teslasculpt?

1. El campo electromagnético de alta intensidad pasa a través de la ropa y la piel hacia su cuerpo.
2. Al igual que el ejercicio, activa los nervios motores y estimula la contracción muscular.
3. Y sentirás ganas de hacer ejercicio de alta intensidad.


How It Works

EMSlim NEO is the world's first and only technology that uses **Radiofrequency and HIEMT** (high intensity electromagnetic field) to **eliminate fat and build muscles non-invasively**.

30
minutes



LESS **-30%**
Fat
on average*



+25% MORE
Muscle
on average*

RF

HIEMT+

Fat Breakdown

In less than 4 minutes the temperature in fat reaches levels that cause their permanent damage.

Muscle Warm-Up

The muscle temperature raises by several degrees, similar to what a warm-up activity does before any workout.

Supramaximal Contraction

Muscles in the treated area are contracted at intensities that are not achievable during routine exercise.

After Treatment

The fat cells are slowly removed from the body and the strained muscle fibers initiate a growth process. This results in fat elimination and muscle building.

Una sesión (30 minutos/tratamiento, 4 tratamientos en 2 semanas):

1. Intensidad de 7 teslas
2. 16 % de desarrollo muscular/19 % de reducción de grasa
3. Equivalente a 20 000 abdominales/50 000 contracciones musculares
4. Escultura dual para la misma/diferente persona al mismo tiempo
5. Durabilidad 24/7 con eficiencia de enfriamiento de reciclaje de agua
6. Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar con programa manual y predeterminado
7. Sin operador/preparativos necesarios/tiempo de inactividad

2 asas magnéticas

Característica: Pérdida de peso, otros, Estiramiento de la piel, Reducción de la celulitis

Ems muscul estimador electromagnético de alta intensidad ems máquina adelgazante estimador muscular



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work





Main target area

ABS toning

Butt Lift/uptight

Arm/legs firming

Operating parts



Certificación	MDRCE, ce, ISO13485, otros, ISO9001, MDDCe
Característica	Pérdida de peso, otros, Estiramiento de la piel, Reducción de la celulitis
Solicitud	para comercial
Servicio posventa proporcionado	Repuestos gratuitos, soporte en línea, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, soporte técnico en video, otros, servicio de reparación y mantenimiento en campo
Característica	Pérdida de peso, Estiramiento de la piel, Reducción de la celulitis
Función	Adelgazamiento del cuerpo
Tecnología	Electromagnético pulsado de alta intensidad
Servicio posventa proporcionado	Piezas de repuesto gratuitas, soporte en línea, soporte técnico de video

¡Contáctenos! ¡Aprende más!