

Nueva máquina médica de depilación láser de diodo

Pantalla grande 4K HD de 14 pulgadas

Hande médico de alta potencia de 1200W 1800W

El diseño de los tiradores es más tecnológico

El mango pesa unos 350 g, que es más pequeño y ligero.

Punto de $12*24~\mathrm{mm}~12*36~\mathrm{mm}$, satisface completamente las necesidades de tratamiento de diferentes partes



- 1. Enfoque más fuerte, más rápido, más inteligente y, lo que es más importante, sin dolor para la depilación.
- 2. Máquina de depilación láser de diodo de 755nm, 808nm, 1064nm
- 3. Sistema de refrigeración TEC, refrigeración con mango de 1 minuto



Before and After

Traetment comparison



Dispositivo 100% efectivo sin anular el tono de la piel, el azúcar, el color del cabello. Para obtener más detalles de la aplicación, iconsultar!