

# Descripción del Producto

---

## Ventajas



1.3 ondas 1064nm diodo 808nm 755nm, 3 en 1 se puede usar todo tipo de piel

Alta potencia: NUEVO mango de 1000W/ 1200W /1600W para opciones

2. Tamaño de punto grande 12\*20mm , 12\*35mm; Solución de depilación facial y corporal!

3. Sistema de refrigeración: Exclusivo sistema de enfriamiento Dual-TEC, el más efectivo para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.

4. Larga vida: garantía de doble soporte vital

**Mango de máquina de depilación láser de diodo :**



**Different spot size** Handle color optional



12\*20mm



12\*35mm



12\*20mm



12\*35mm

**Uso seguro** En todo tipo de piel

Alex 755nm para piel clara

Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla

Pulso largo 1064nm para piel más oscura

# Treatment effect



## Programa de software

1. macho y hembra, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel configuración de software inteligente
2. 6 opciones de idioma, tu lengua materna Puede ser añadido
3. OEM servicio de programa disponible (logo/sistema...)



Nombre del producto	Depiladora laser ice platinum
barra láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8 bares, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Longitud de onda	755nm 808nm 1064nm/ o solo 808nm
Energía	0-150J/cm2
Frecuencia	1-10 Hz
Ancho de pulso	