

Primera empresa que ofreció dos años de garantía y servicio de por vida.

Cuerpo y cara que adelgaza la máquina del ultrasonido enfocado 11D del revitalizador de la piel del removedor de las arrugas Cuerpo y cara que adelgaza el ultrasonido enfocado 11d de la máquina

EXFU Seiko

11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH

11D HIFU
Energy: 1
Pulse: min
Length: min
Count:


Máquina láser para rejuvenecimiento de la piel, máquina para adelgazar corporal y facial, sistema de rejuvenecimiento de la piel, ultrasonido enfocado 11D, HIFU 11D


*Se administra una alta tasa de repetición de pulsos cortos profundamente en la dermis, logrando una potencia promedio alta y una acumulación de calor terapéuticamente efectiva, prácticamente sin dolor.

*La última máquina tiene un total de 11 sondas, que están completamente talladas y son antienvjecimiento. *Tratamiento no quirúrgico de lifting facial, estiramiento y sistema de Modelado del

contorno corporal. La última tecnología de ultrasonido enfocado de alta energía del mundo.

Descripción de productos






MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilice ultrasonido de alta energía centrándose en la posición del tratamiento, de modo que el tejido de la piel cree la temperatura y produzca células de fricción de alta velocidad para estimular el colágeno. Dicho efecto de calor no dañará la epidermis, porque el tratamiento tiene un acceso rápido y directo al sitio de tratamiento en 0-0,5 segundos, sin tocar el tejido circundante y puede pasar directamente al sistema de membrana tendinosa superficial (SMAS), por lo que puede ser Haga la piel firme mientras tira de la capa muscular, la cara delgada hacia arriba hasta lograr el efecto progresivo.




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Dispositivo de terapia 7D Ultrasonido enfocado
Nombre	Ultrasonido enfocado de alta intensidad

Manejas	Faciales: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Producción de energía	0,1J-2,5J (0,1J por paso)
Espacio entre puntos	1,0 mm-4,0 mm
Longitud del tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300000 disparos
Tamaño de pantalla	15 pulgadas
Voltaje	110V-240V, 50/60Hz



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color

1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
2. Masculino/femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inglés tu idioma nativo.
4. Servicio gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Si tiene alguna pregunta sobre equipos de belleza, búsqueda de socios y emprendimiento de belleza, consulte a MLKJ!

Teléfono/Whatsapp: 86 15965364558

Correo electrónico: sale@mingliangkj.com