

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Eliminación de tatuajes con láser de picosegundo 532 755 1320 1064 nm
Máquina de eliminación de tatuajes con láser q switch nd yag

Product display



Calidad artesanal, refleja los detalles extremos Diseño racional

1. El producto tiene una apariencia novedosa y se vende principalmente como modelo popular.
2. Soporte de mango ajustable, resistente y duradero.
3. Mango antideslizante, diseño ergonómico
4. Tubo de conexión de tratamiento extendido



tamaño más pequeño

1. Adoptar componentes básicos de equipos médicos. El tamaño de la máquina es más pequeño.
2. Transporte transfronterizo más bajo que las máquinas ordinarias.
3. El mango es más pequeño y más cómodo de usar.

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 cabezales de tratamiento, diseño de alambre exterior desmontable y giratorio

1. 532: Quitar tatuajes de colores.
2. Cabeza de panal 755: se utiliza para eliminar manchas de la edad, pecas y cloasma. poco daño a la piel
3. Parámetro ajustable 1064: para eliminación de tatuajes, limpieza de cejas.
4. Parámetro no ajustable 1064: utilizado para eliminar tatuajes y aclarar cejas
5. 1320: tratamiento de área grande, punto grande, velocidad de tratamiento rápida y buen efecto



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

La máxima energía, el mejor efecto.

1. Los datos de laboratorio muestran que la varilla láser alcanza los 2000 mj.
2. Cálculo preciso del valor del láser.
3. La distancia de orientación de la luz indicadora es de 6 a 10 cm.

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry





Lifespan
1 million times



Mecanismo de casete Q-switch de piedra importado, todo el láser sólido, sin reemplazar el Q-switch.

Eliminación de tatuajes. Elimina los pigmentos de tatuajes negros, azules, marrones y rojos en las cejas, la línea de los ojos, la línea de los labios y otras partes del cuerpo. Elimina las marcas de nacimiento, otas nevus y las manchas dérmicas. Alta tecnología láser de voladura instantánea, estándar internacional de producción, prueba técnica estricta.



Original pigment

Traditional laser

Picosecond Laser



BEFORE

AFTER

Before & After



Visualización de la pantalla

Experiencia táctil súper genial

6 idiomas para su elección, se puede agregar un idioma especial

Se aceptan servicios OEM, como ajustar parámetros, incluir energía/frecuencia/alcance de tiempo

Pantalla táctil grande en color verdadero de 12,1 pulgadas

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Tecnología	Pico segundo láser/láser Nd yag
Función	Eliminación de acné, pecas y tatuajes / Tratamiento de muñeca Blackface
Manejas	5 cabezas
Longitud de onda	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Área de tratamiento	Cara Cuerpo Cara Cuello Brazos Piernas....
Frecuencia	1-10HZ
Voltaje	110V/220V 50-60Hz

¡16 años de fabricante con amplia experiencia en la producción de máquinas de belleza! 15 años Proveedor dorado de Alibaba Certificados CE aprobados Certificados TUV aprobados Personal personalizado y OEM

Fabricante experimentado Cooperará con una fábrica con más de 15 años de experiencia en la fabricación de equipos de belleza, integrando ID, diseño, producción y ventas. Exportamos a más de 126 países, brindando soporte a más de 60.000 usuarios, más confiables y más profesionales.

Investigación y desarrollo profesional y tecnología más nueva. Confiando en nuestro equipo técnico y de investigación y desarrollo profesional, los productos continuarán actualizándose, obtendrá las máquinas más nuevas con las últimas tecnologías y estará siempre a la vanguardia de la industria, lo que lo hará más competitivo en la industria de la belleza.

¡Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información!