

Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

Rodeado de todo un conjunto de servicios, que hacen que la experiencia de compra sea maravillosa

Superando sus expectativas, el servicio de personalización de máquinas de belleza más profesional

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE




EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



Máquina láser para rejuvenecimiento de la piel, máquina para adelgazar corporal y facial, sistema de rejuvenecimiento de la piel, ultrasonido enfocado 11D, HIFU 11D
[Descripción de productos](#)






Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.



MF2.0MM


Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilice ultrasonido de alta energía centrándose en la posición del tratamiento, de modo que el tejido de la piel cree la temperatura y produzca células de fricción de alta velocidad para estimular el colágeno. Dicho efecto de calor no dañará la epidermis, porque el tratamiento tiene un acceso rápido y directo al sitio de tratamiento en 0-0,5 segundos, sin tocar el tejido circundante y puede pasar directamente al sistema de membrana tendinosa superficial (SMAS), por lo que puede ser Haga la piel firme mientras tira de la capa muscular, la cara delgada hacia arriba hasta lograr el efecto progresivo.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modelo	Dispositivo de terapia 7D Ultrasonido enfocado
Nombre	Ultrasonido enfocado de alta intensidad

Manejas	Faciales: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Producción de energía	0,1J-2,5J (0,1J por paso)
Espacio entre puntos	1,0 mm-4,0 mm
Longitud del tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300000 disparos
Tamaño de pantalla	15 pulgadas
Voltaje	110V-240V, 50/60Hz



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color

1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
2. Masculino/femenino, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inglés tu idioma nativo.
4. Servicio gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

¡Bienvenido a consultar más detalles del producto!