



Descripción de productos





Ventaja del producto: rejuvenecimiento de la piel.

*Mango IPL con lámpara del Reino Unido, 150 000-30 000 disparos. Tamaño del punto 15 * 50 mm. El rendimiento de enfriamiento es excelente. Utiliza una pantalla táctil LCD en color súper sensible de 15.6 HD, toda la configuración de los parámetros se puede terminar fácilmente aquí.

* Agregue su propio logotipo e idioma a la máquina.



Multi-angle display



Specification

- High-quality IPL handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm, 15*35mm, 12*30mm
- Long shots time:
IPL: 150,000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/560/690nm

Cooling Effect

The handle adopts a refrigeration effect which can effectively cool the skin in the treatment process and improve the comfort of treatments.


large
area

Cool
painless
comfortable



Protect
surrounding
skin

Fast
hair
removal

Filters for choice



ABS plastic filter box,
more exquisite, more durable

						
420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Freckles removal	Skin rejuvenation wrinkle removal	Removal of visible blood vessels	Hair removal (fair skin)	Hair removal (medium skin tone)	Hair removal (darker skin)

Standard configuration: 420nm 510nm 560nm 690nm

Before and after



Skin rejuvenation



Freckle removal



wrinkle reduction



Acne clearance



Hair removal



Pigmentation treatment

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6" HD SCREEN



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color

1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Ingléstu lengua materna.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

¡Servicio en línea las 24 horas!

¡Bienvenido a consultar!