

Hair Removal+Tattoo Removal

# 2in1 machine



Diode laser handle



Picosecond handle



Eliminación de tatuajes con láser de picosegundo 532 755 1320 1064 nm  
Máquina de eliminación de tatuajes con láser q switch nd yag

## Machine introduction



Calidad artesanal, refleja los detalles extremos Diseño racional 1. El producto tiene una apariencia novedosa y se vende principalmente como un modelo popular 2. Soporte de mango ajustable, resistente y duradero 3. Mango antideslizante, diseño ergonómico 4. Tubo de conexión de tratamiento extendido

# 5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




Tamaño más pequeño 1. Adoptar componentes básicos de equipos médicos. El tamaño de la máquina es más pequeño. 2. Transporte transfronterizo más bajo que las máquinas ordinarias. 3. El mango es más pequeño y más cómodo de usar.





5 cabezales de tratamiento, diseño de alambre exterior desmontable y giratorio

1. 532: Quitar tatuajes de colores.
2. Cabeza de panal 755: se utiliza para eliminar manchas de la edad, pecas y cloasma. poco daño a la piel
3. Parámetro ajustable 1064: para eliminación de tatuajes, limpieza de cejas.
4. Parámetro no ajustable 1064: utilizado para eliminar tatuajes y aclarar cejas
5. 1320: tratamiento de área grande, punto grande, velocidad de tratamiento rápida y buen efecto

# Working Principle



Mecanismo de casete Q-switch de piedra importado, todo el láser sólido, sin reemplazar el Q-switch. Eliminación de tatuajes. Elimina los pigmentos de tatuajes negros, azules, marrones y rojos en las cejas, la línea de los ojos, la línea de los labios y otras partes del cuerpo. Elimina las marcas de nacimiento, otas nevus y las manchas dérmicas. Alta tecnología láser de voladura instantánea, estándar internacional de producción, prueba técnica estricta. Una solución a una variedad de problemas de la piel.



Original pigment

Traditional laser

Picosecond Laser



BEFORE

AFTER

# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless




Máquina profesional de depilación láser nd yag 2 en 1, equipo de belleza multifuncional

\* Barra láser importada Dilas de EE. UU. o Alemania, mayor vida útil.

\* Más de 50 millones de disparos, más de 3 años no es necesario cambiar el mango nuevo.

\* 3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 se puede utilizar todo tipo de piel



800/1000/1200/1600W

**50 Million Shots**

**USA / Germany Imported Laser Bar**

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

Uso seguro en todo tipo de piel

1. Alex 755nm para pieles claras

2. Diodo de velocidad 808nm para piel amarilla

3. Pulso largo de 1064 nm para pieles más oscuras

# CLINICAL EFFECT



Visualización de la pantalla

Pantalla táctil grande en color verdadero de 12,1 pulgadas

Experiencia táctil súper genial

6 idiomas para su elección, se puede agregar un idioma especial

Se aceptan servicios OEM, como ajustar parámetros, incluir energía/frecuencia/alcance de tiempo



## Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently  
faster treatment for more profits

***Más detalles del producto y métodos de aplicación, ¡bienvenido a consultarnos!  
¡Servicio en línea 7\*24 horas!***